

VistaScan用イメージングプレートの「IPクリーナー」

イメージングプレートの洗浄および除菌用のワイプ。

- 画質に影響を与える汚れを除去します。
- よりクリーンなイメージングプレートは長持ちします。
- イメージングプレートを損傷せず、特に材料適合性に優れています。



仕様	IPクリーナー（商品番号 CCB351B1001）
パックサイズ	ワイプ10枚
洗浄除菌	集中的な洗浄効果、幅広い作用範囲：殺菌、殺結核、殺真菌、限定的な殺ウイルス効果（ワクシニアウイルスなどのエンベロープウイルス、HBV、HCV、HIV を含む BVDV） 欧州規格EN13727、EN13624、EN14348、EN14476に従ってテスト済み
使用	ワイプ1枚で4分以内に、デンタル用イメージングプレートの12枚又はパノラマやセファロ用イメージングプレートの1枚を洗浄除菌できます
適用	作用時間
細菌、酵母（真菌類）	15秒
結核菌	15秒
B型・C型肝炎、HIVを含む ワクシニアウイルス	15秒

